Introduction

Cette boîte contient un dispositif d'auto-insertion FlexPro® PenMate®, un étui de conservation et son manuel d'utilisation.

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser votre FlexPro® PenMate® (appelé PenMate® tout au long de ce manuel d'utilisation). Ce manuel contient les instructions d'utilisation, de conservation e de nettoyage de votre PenMate®. Vous devez lire ces instructions même si vous avez déià utilisé d'autres systèmes d'administration Novo Nordisk.

PenMate® est concu pour vous aider à injecter l'hormone de croissance en cachant l'aiquille pendant l'injection de Norditropine® FlexPro® 5, 10 ou 15

Norditropine® FlexPro® est une hormone de croissance en stylo prérempli réservé à l'utilisation par un seul patient. Norditropine® FlexPro® est concu pour être utilisé avec les aiguilles à usage unique NovoFine® ou NovoTwist® d'une longueur maximale de 8 mm. N'utilisez pas votre stylo ou PenMate® sans avoir été formé par votre médécin ou infirmier/ère. Veuillez lire le manuel d'utilisation Norditropine® FlexPro® 5, 10 ou 15 mg/1.5 ml avant d'utiliser PenMate®.

de PenMate® avec Norditropine® FlexPro® 5 mg/1.5 ml.

supplémentaires sont clairement indiquées par les symboles ci-dessous :

Portez une attention particulière à ces informations car elles sont importantes pour une utilisation sûre de votre

Informations utiles lors de l'utilisation de votre stylo et

FlexPro® PenMate®



Numéro de lot

Bouton

d'insertion

(à l'intérieur)

Norditropine® FlexPro® 5 ma (exemple)



Languette

en papier

Aiguille (exemple)

externe de interne de

Capuchon

l'aiguille

Capuchon

l'aiguille

Veuillez lire attentivement ces informations avant d'utiliser votre PenMate®

 PenMate® doit exclusivement être utilisé en association avec Norditropine® FlexPro® 5, 10 ou 15

△ Informations importantes

- Si vous perdez ou si vous endommagez votre PenMate[®], yous pouvez toujours utiliser votre Norditropine® FlexPro® sans le PenMate®.
- PenMate® est uniquement réservé à l'utilisation par un seul patient. Ne prêtez jamais votre stylo, votre PenMate® ou vos aiguilles à d'autres personnes. Cela pourrait conduire à des infections croisées Conservez touiours votre stylo, votre PenMate® et vos
- aiguilles hors de la vue et de la portée des enfants. Le personnel soignant doit être très attentif lors de la manipulation des aiguilles usagées afin de diminuer le risque de pigûres d'aiguilles et d'infections croisées.

Tableau des stylos

Utilisez le tableau des stylos ci-dessous pour Norditropine® FlexPro® et de leurs différences en termes de dosage en hormone de croissance, de couleur, de doses minimales et maximales.

lorditropine® lexPro®	5 mg/ 1,5 ml	10 mg/ 1,5 ml	15 mg/ 1,5 ml
ode couleur			
ose min.	0.05 mg	G mg	1 022 mg
	0,025 mg	0,05 mg	0,1 mg
ose max.	2.0-mg	4.0 ² mg	(,8) 8.0

2,0 mg 4,0 mg 8,0 mg

Préparation de votre PenMate®

Avant de préparer votre PenMate®, vérifiez toujours le nom, le dosage et la couleur de l'étiquette de votre stylo Norditropine® FlexPro® pour vous assurer qu'il contient le dosage d'hormone de croissance dont vous avez besoin.

A Retirez le capuchon du PenMate®



Retirez le capuchon du pas besoin avec votre PenMate®

> Vérifiez que la solution d'hormone de croissance dans le stylo est limpide et incolore en tournant le stylo de haut en bas une ou deux fois. Si la solution n'est pas limpide ni incolore, n'utilisez pas




jetable neuve et retirez la languette en papier.

bouton d'insertion de

votre PenMate®







Retirez le capuchon

conservez-le.

externe de l'aiguille et

Vous en aurez besoin

après l'injection pour

sécuritaire l'aiguille du

interne de l'aiguille avec

précaution puis jetez-le.

remettre le capuchon

risqueriez de vous piquer

accidentellement avec

Une goutte d'hormone

apparaitre à la pointe de

de croissance peut

l'aiguille. Cela est

N'essavez pas de

interne car vous

l'aiguille.

retirer de manière

G Retirez le capuchon

Lilisez toujours une aiguille neuve lors de chaque injection. Ceci réduit le risque de contamination, d'infection, de fuite d'hormone de croissance, d'obstruction des aiguilles et de dose incorrecte.

G

🛕 Jetez toujours une aiguille pliée ou endommagée.

Vérifiez l'écoulement en hormone de croissance avec chaque stylo neuf Assurez-vous de recevoir votre dose complète en

vérifiant l'écoulement en hormone de croissance avant de sélectionner et de vous injecter votre première dose avec chaque stylo neuf.

H Tournez le sélecteur de dose afin de sélectionner la dose **minimum** 0.025. 0.05 ou 0.1 ma. en fonction du stylo que vous utilisez. Voir le tableau des stylos.

l'aiguille pointée vers le haut. Tapotez plusieurs fois le haut du PenMate® pour laisser d'éventuelle bulles d'air remonter en haut du stylo.



étapes de H à J jusqu'à 6 fois. Si aucune goutte n'apparaît après ces nouvelles tentatives. changez l'aiguille et répétez de nouveau les étapes de H à J

Appuvez sur le bouton

et au'une aoutte

Si aucune goutte

n'apparaît, répétez les

l'aiguille.

de dose jusqu'à ce que le

0 de la fenêtre de dose

s'aligne avec l'indicateur

d'hormone de croissance

apparaisse à la pointe de

N'utilisez pas le stylo si vous ne vovez touiours pas de goutte d'hormone de croissance apparaître.



Sélectionnez ou aiustez la dose dont vous avez besoin en tournant le sélecteur de dose dans les deux sens iusqu'à ce que le bon nombre de mg s'aligne avec

Lorsque le stylo contien

• Le sélecteur de dose clique différemment lorsqu'il est tourné dans un sens ou dans l'autre ou au-delà du nombre de mg restant.

A Ne comptez jamais les clics du stylo pour compter le nombre de ma que vous sélectionnez. Seuls la fenêtre d'indication de la dose et l'indicateur donneront le nombre exact de mg.

croissance pour mesurer la quantité d'hormone de croissance à injecter. Seuls la fenêtre d'indication de la dose et l'indicateur donneront le nombre exact

Sélection de votre dose

Utilisez le sélecteur de dose du stylo Norditropine® FlexPro® pour sélectionner jusqu'à 2,0 ; 4,0 ou 8,0 mg par dose, en fonction du stylo que vous K Vérifiez que le 0 de la

l'indicateur.

moins de produit que la dose maximum (2.0 : 4.0 ou 8,0 mg, en fonction du stylo que vous utilisez). le sélecteur de dose va s'arrêter au nombre de ma restant.

N'utiliser iamais la graduation d'hormone de

Assurez-vous toujours qu'une goutte apparaît à la pointe de l'aiguille avant de vous injecter votre première dose avec chaque stylo neuf.



stylo ou de votre PenMate®.

Informations supplémentaires

Activation de votre PenMate®

automatiquement sous votre peau

Pour activer votre PenMate®, prenez PenMate® et Norditropine® FlexPro® sans toucher l'aiguille. le bouton d'insertion ou le bouton de dose. Tenez PenMate® fermement et tirez le

stylo iusau'à ce que vous entendiez et sentiez un

À présent l'aiguille est cachée dans PenMate®



Le marquage CE sur un dispositif médical indique que le produit est conforme aux exigences du Règlement sur les dispositifs médicaux (UE)

FlexPro® et Norditropine® sont des marques déposées appartenant à Novo Nordisk Health Care AG. Suisse PenMate®, NovoFine® et NovoTwist® sont des marques déposées appartenant à Novo Nordisk A/S, Danemark.

novo nordisk

Date de mise à jour : 05/2019

© 2019 Novo Nordisk A/S Novo Allé


2017/745

DK-2880 Bagsværd Danemark

Utilisez votre PenMate® pour insérer l'aiguille



iusqu'à ce que le chiffre 0 de la fenêtre d'indication de dose s'aligne avec l'indicateur. Pendant que vous faites cela, vous pouvez entendre ou sentir un clic Maintenez l'aiquille sous votre peau pendant au moins 6 secondes pour garantir que la totalité de la dose a été délivrée Vous pouvez relâcher le bouton de dose en attendant.




Ne tournez jamais le sélecteur de dose lorsque vou activez votre PenMate®, car vous risquez de vous injecter une mauvaise dose.



Assurez-vous de recevoir votre dose complète en utilisant la bonne technique d'injection.

M Tenez PenMate® contre

N Pour injecter, appuyez sur le bouton de dose



A N'utilisez jamais les clics du stylo pour compter le nombre de ma que vous injectez. Seuls la fenêtre d'indication de la dose et l'indicateur donneront le nombre exact de mg.

Ne touchez jamais la fenêtre d'indication de la dose lors de l'injection, car cela pourrait bloquer l'injection.



voir une goutte d'hormone de croissance à la pointe de l'aiguille. Ceci est normal et n'a aucun effet sur la dose aue vous venez de recevoir

P Replacez soigneusement P / le capuchon externe de l'aiguille sur l'aiguille sans toucher l'aiguille. Dévissez l'aiguille et ietez-la de manière sécuritaire comme expliqué par votre médecin, infirmier/ère ou vos autorités locales.

Replacez le capuchon de PenMate® après chaque utilisation. Si l'hormone de croissance est exposée à la lumière directe, son effet peut être diminué.




fois que vous l'avez retiré de l'aiguille. Vous risqueriez de vous piquer accidentellement avec l'aiguille. ↑ Conservez toujours le stylo dans PenMate® sans aiguille attachée. Ceci réduit le risque de contamination d'infection, de fuite d'hormone de croissance.

d'obstruction des aiguilles et de dose incorrecte. ↑ Si vous perdez votre capuchon PenMate®, contactez votre fournisseur pour en obtenir un nouveau. Jusqu'à ce que vous obteniez un nouveau capuchon PenMate®, vous pouvez utiliser votre stylo et capuchon Norditropine® FlexPro® sans votre PenMate® ou vous pouvez utiliser votre PenMate® avec le stylo attaché en les protégeant de la lumière directe.



Réutilisez votre PenMate® en remplacant simplement votre stylo Norditropine® FlexPro® une fois celui-ci vide.

R Lorsque votre stylo Norditropine® FlexPro® est vide, dévissez-le et retirez-le doucement du Jetez le stylo vide sans l'aiguille attachée comme expliqué par votre médecin, infirmier/ ère ou vos autorités locales



Assurez-vous toujours que votre PenMate® n'a pas été activé avant de remplacer un stylo Norditropine® FlexPro® vide

① Que faire si votre Norditropine® FlexPro® est presque vide

Combien reste-t-il d'hormone de croissance?

Vous pouvez utiliser la graduation d'hormone de croissance de votre stylo Norditropine® FlexPro® pour v approximativement combien il reste d'hormone de croissance dans votre stylo.

Vous pouvez utiliser le sélecteur de dose sur le stylo pou voir exactement combien il reste d'hormone de croissance - si le stylo contient moins de 2,0 ; 4,0 ou 8,0 mg, en fonction du stylo que vous utilisez :

Tournez le sélecteur de dose jusqu'à ce qu'il se bloque Le chiffre aligné avec l'indicateur correspond au nombre de ma restant.

Si vous avez besoin de plus d'hormone de croissance qu'il ne vous en reste dans votre stylo, vous pouvez utiliser un stylo neuf ou fractionner la dose entre votre stylo actuel ét un stylo neuf.

Entretien de votre PenMate® et de votre stylo Norditropine® FlexPro®

Votre PenMate® et votre stylo Norditronine® FlexPro® doivent être manipulés avec soin

Conservation et manipulation Ne laissez pas tomber votre PenMate® ou votre stylo

- et ne les heurtez pas contre des surfaces dures. Si vous les faites tomber ou si vous soupçonnez que quelque chose ne va pas, vissez toujours une ajquille neuve sur le stylo et vérifiez l'écoulement en hormone de croissance avant l'injection. N'essavez pas de remplir votre stylo – il est prérempli
- N'essavez pas de réparer votre PenMate® ou votre stylo ni de les démonter
- Conservez votre PenMate® et votre stylo à l'abri de la poussière, de la saleté, des liquides, de la lumière directe ou des températures extrêmes.
- Lorsque votre stylo Norditropine® FlexPro® est inséré dans PenMate®, conservez-le tel qu'il est décrit dans la notice de votre boîte de Norditropine® FlexPro®.
- Conservez votre PenMate® ainsi que votre stylo Norditropine® FlexPro® dans l'étui prévu à cet effet aussi souvent que possible. La durée d'utilisation attendue de votre PenMate® est de 5 ans dans des conditions normales d'utilisation
- L'étui peut également contenir quatre aiguilles jetables NovoFine® ou NovoTwist® supplémentaires.

Nettoyage et entretien

- N'essayez pas de laver, de trempez ni graissez votre PenMate® ou votre stylo. Vous pouvez, si nécessaire les nettoyer à l'aide d'un chiffon imbibé de détergent
- Utilisez une brosse douce et sèche pour éliminer la poussière et les salissures.

Élimination

 Si vous devez jeter votre PenMate® faites-le selon vos autorités locales PenMate® ne contient aucune substance nocive pour

L'environnement

Garantie

 PenMate® doit impérativement être utilisé selon les instructions de ce manuel d'utilisation. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des éventuels problèmes rencontrés avec PenMate® en cas de non-respect de ces instructions. Si vous constatez que votre PenMate® ou que l'étui est

défectueux. Novo Nordisk le remplacera si vous renvoyez PenMate® pour inspection à votre fournisseur dans un délai de 5 ans après la réception et que vous joignez à l'envoi la facture reçue lors de l'achat du PenMate®.

Si vous avez besoin du numéro de Lot de votre PenMate®, referez-vous au schéma du FlexPro® PenMate[®] juste après les *Instructions* de ce manuel

Pour les patients de l'Union européenne : si votre médecin et/ou si vous pensez que vous avez eu un incident grave provogué par l'utilisation de PenMate®. assurez-vous de le signaler à Novo Nordisk et à votre autorité nationale





Manuel d'utilisation Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser

votre FlexPro® PenMate®



