NovoPen® 6)) Guida per l'uso

Leggere attentamente la presente guida per l'uso prima di utilizzare la penna per insulina NovoPen® 6 la prima volta. Una guida rapida è presente sul retro della guida stessa.







Indice

Descrizione delle parti della pennaCopertina interna	Se necessita di più insulina rispetto a quanta ne è rimasta nella cartuccia24
IntroduzioneCopertina interna	Come sostituire una cartuccia usata26
Informazioni importanti1	Messaggi particolari del display28
Preparazione della penna per un iniezione	Come prendersi cura della penna30
Inserimento di una cartuccia di insulina 2 Se usa un'insulina bianca e lattescente 5 Inserimento di un nuovo ago 6 Controllare SEMPRE il flusso di insulina prima dell'iniezione 8 Selezione della dose 10 Iniezione della dose 12 Dopo l'iniezione 14	Manutenzione 30 Pulizia 30 Conservazione 31 Smaltimento 31 Garanzia 32 Informazioni tecniche 32
Come usare la memoria della dose	
Che cos'è la memoria della dose?	

NovoPen® 6))



Memoria della dose



Numero di unità iniettate l'ultima volta

Tempo trascorso dall'ultima iniezione (hh:mm:ss)



Introduzione

Grazie per aver scelto NovoPen® 6.

NovoPen® 6 è una penna per l'insulina riutilizzabile con una funzione di memoria di dose. La confezione di NovoPen® 6 contiene una penna, una custodia morbida per la conservazione e la presente quida per l'uso.

Legga attentamente la presente guida prima di usare la penna – anche se ha già usato NovoPen® 6 o sistemi di somministrazione Novo Nordisk simili in precedenza. Queste istruzioni per l'uso le indicheranno tutto ciò che è necessario sapere e come usare la penna. NovoPen® 6 è una penna per insulina riutilizzabile studiata per l'uso singolo da parte di pazienti diabetici che necessitano di autosomministrarsi insulina in ambiente domestico. La penna NovoPen® 6 deve essere utilizzata esclusivamente con prodotti compatibili che le consentono di funzionare in modo accurato e sicuro. La penna usa cartucce Penfill® da 3 ml di insulina Novo Nordisk e aghi monouso (forniti separatamente). La penna consente all'utente di selezionare le dosi richieste da 1 a 60 unità con incrementi di 1 unità.

La penna ha una memoria della dose che aiuta a ricordare il numero di unità somministrate con l'ultima iniezione e il tempo trascorso da essa. La memoria della dose salva anche la cronologia delle iniezioni negli ultimi tre mesi. Per maggiori informazioni vedere le pagine 20-21 nella guida per l'uso su come utilizzarla per mantenere un registro di iniezione personale. È possibile trasferire questa informazione, ad esempio, allo smartphone per mantenere un registro di iniezione personale.

La penna è durevole, ciò significa che può riutilizzarla. Quando ha utilizzato tutta l'insulina all'interno di una cartuccia, dovrà semplicemente sostituire la cartuccia precedente con una cartuccia nuova. Se si utilizza più di un tipo di insulina, si consiglia vivamente di utilizzare una diversa NovoPen® 6 per ciascun tipo di insulina.

La penna è disponibile in grigio o in blu. Ricordare sempre di controllare il nome e il colore della cartuccia per assicurarsi che contenga il tipo corretto di insulina prima di ogni iniezione.

Mischiare i vari tipi di insulina può avere conseguenze mediche gravi. Si consiglia pertanto, nel caso di utilizzo di due tipi di insulina, di parlare con il proprio operatore sanitario per sapere come evitare commistioni.

Informazioni su questa guida:

In questa guida, le istruzioni su come utilizzare la penna sono riportate passo dopo passo. Informazioni importanti e aggiuntive sono contrassegnate dai simboli in basso:



Informazioni importanti

Faccia particolare attenzione a queste informazioni poiché sono importanti per l'utilizzo sicuro della penna. Se non segue attentamente le istruzioni, può iniettare troppa, troppo poca o nessuna insulina.



Informazioni aggiuntive



- Non utilizzare NovoPen® 6 senza adeguate istruzioni da parte del medico o dell'infermiere. Si assicuri di essere capace di poter fare un'iniezione con la penna prima di iniziare il trattamento con essa.
- Se è un non vedente o ipovedente e non ha l'assistenza di una persona, non usi NovoPen® 6. Chieda aiuto a una persona normovedente addestrata a usare NovoPen® 6.
- Controlli SEMPRE il flusso di insulina prima di ogni iniezione. Non usi la penna se l'insulina non fuoriesce dalla punta dell'ago quando controlla il flusso, altrimenti può somministrare troppo poca o nessuna insulina.
- Se la penna cade, controlli se la cartuccia è danneggiata, per esempio se presenta fessure. Se necessario, sostituisca la cartuccia usata con una nuova.
- Se accidentalmente svita la penna tra un'iniezione e l'altra, è importante controllare il flusso di insulina prima di eseguire l'iniezione successiva. Avrà bisogno di ripeterlo diverse volte prima che l'insulina fuoriesca dall'ago. Se l'insulina non compare, può non somministrare l'insulina.
- NovoPen® 6 è progettata per essere usata con cartucce di insulina Penfill® da 3 ml e aghi monouso NovoFine® Plus, NovoFine® o NovoTwist® di lunghezza fino a 8 mm.

- **Novo Nordisk non è responsabile** in caso di malfunzionamenti dovuti all'utilizzo di NovoPen® 6 con prodotti differenti da questi.
- Controlli sempre il nome e il colore della cartuccia per essere sicuro che la penna contenga il tipo di insulina di cui ha bisogno. Se somministra un tipo di insulina sbagliato, il livello di glicemia può aumentare o diminuire troppo.
- In caso di perdita o danneggiamento della penna, porti sempre con sé una penna di scorta, dell'altra insulina dello/degli stesso(i) tipo(i) usato(i) e nuovi aghi.
- Non condivida mai con nessuno la sua penna, le cartucce di insulina e gli aghi monouso. Questi sono esclusivamente per suo uso personale.
- Tenga sempre la penna, le cartucce di insulina e gli aghi monouso fuori della vista e della portata di altri, specialmente bambini.
- Porti sempre con sé la penna. Non la lasci in auto o in altri luoghi troppo caldi o troppo freddi.
- Chi si prende cura di lei deve prestare molta attenzione nel manipolare gli aghi usati per prevenire punture provocate dagli aghi o infezioni crociate.


2 Inserimento di una cartuccia di insulina



• Sfili il cappuccio della penna.



 Sviti l'alloggiamento della cartuccia. Lo metta da parte per utilizzarlo successivamente.



• Il pistone può essere fuori dalla penna; in tal caso, lo prema completamente fino a quando non si blocca.

Il pistone e la testa del pistone possono spostarsi dalla propria posizione. Ciò è normale e non influisce sul funzionamento della penna.

 Prenda una nuova cartuccia di insulina. Tenga l'alloggiamento della cartuccia e faccia scivolare la cartuccia all'interno dell'alloggiamento con l'estremità filettata per prima come illustrato. Il colore della cartuccia può differire da quello mostrato nell'illustrazione. Ciò dipende dal tipo di insulina che sta utilizzando.



⚠

Controlli il nome e il colore della cartuccia per assicurarsi che contenga il tipo di insulina di cui ha bisogno. Se inserisce il tipo sbagliato di insulina, il suo livello di glicemia può aumentare o diminuire troppo.

Controlli che la cartuccia non sia danneggiata, ad esempio da fessure. Veda come fare ciò nel foglio illustrativo della cartuccia Penfill[®] da 3 ml contenuto all'interno della sua confezione.

Controlli che l'insulina appaia come dovrebbe. Il foglio illustrativo della cartuccia Penfill[®] da 3 ml le indicherà come deve apparire l'insulina.

NovoPen® 6 è progettata per essere usata con cartucce di insulina Penfill® da 3 ml e con aghi monouso NovoFine® Plus, NovoFine® o NovoTwist® di lunghezza fino a 8 mm.



• Avviti l'alloggiamento della cartuccia, come illustrato, fino a quando **non sente o avverte un clic.**

Se usa un'insulina bianca e lattescente

Se utilizza una cartuccia con una sospensione insulinica di aspetto bianco e lattescente, **deve risospenderla sempre prima di ogni iniezione.** Vedere come risospendere l'insulina nel foglio illustrativo della cartuccia Penfill[®] da 3 ml.

Si assicuri che ci sia abbastanza spazio nella cartuccia prima di risospendere l'insulina:


quando prende la penna, il pistone deve essere **sopra la linea bianca** dell'alloggiamento della cartuccia, come illustrato nella figura. Ciò è necessario per permettere alla sfera di vetro interna alla cartuccia di muoversi liberamente per risospendere l'insulina.

Se il pistone è al di sotto della linea bianca, sostituisca la cartuccia di insulina con una nuova, *vedere pagine 26-27*.





- Prenda un nuovo ago e rimuova il sigillo protettivo.
- Spinga l'ago direttamente sulla penna. Lo avviti fino a quando non è stretto.



• Sfili il cappuccio esterno dell'ago e lo conservi. Ne avrà bisogno successivamente per rimuovere in sicurezza l'ago dalla penna.




Usi sempre un nuovo ago per ogni iniezione. Questo riduce il rischio di ostruzione degli aghi, contaminazione, infezione e dosaggio errato.

Non usi mai un ago curvato o danneggiato.

Non applichi un nuovo ago alla penna fino a che non è pronto per l'iniezione successiva.

• Sfili il cappuccio interno dell'ago e lo getti via. Una goccia di insulina può comparire sulla punta dell'ago. Ciò è normale, ma deve comunque testare il flusso di insulina.



L'ago è coperto da due cappucci, che devono essere entrambi rimossi. Se dimentica di togliere entrambi i cappucci, non somministrerà insulina e i livelli di zucchero nel sangue potrebbero essere troppo alti

(i) NovoPen® 6 è stata progettata per essere utilizzata con cartucce Penfill® da 3 ml e con aghi monouso NovoFine® Plus, NovoFine® o NovoTwist® di lunghezza fino a 8 mm.





Controllare SEMPRE il flusso di insulina prima dell'iniezione. Continui il controllo del flusso di insulina fino a che l'insulina non fuoriesce dalla punta dell'ago. Ciò assicura che qualsiasi spazio o bolla d'aria siano rimossi e che l'insulina passi attraverso l'ago.

• Se non è già fuori, tiri verso l'esterno il pulsante di iniezione.



• Ruoti il pulsante di iniezione e selezioni 2 unità.

- Prema il pulsante di iniezione fino a che il contatore della dose non indica "0". Lo "0" deve allinearsi con l'indicatore della dose
- Controlli che l'insulina fuoriesca dalla punta dell'ago. **Se l'insulina non compare,** ripeta i punti da 1 a 3 fino a che l'insulina non fuoriesce dalla punta dell'ago.

Se l'insulina non compare dopo diversi tentativi, controlli la finestra dell'insulina per verificare se vi sia spazio tra la testa nera del pistone e il pistone, vedere figure 3A e 3B. Se non nota alcuno spazio, cambi l'ago e controlli nuovamente il flusso di insulina.


Il controllo del flusso di insulina è completo quando vede l'insulina fuoriuscire dalla punta dell'ago.





Non provi a iniettare se l'insulina non compare. Anche se il contatore della dose si muove, può non somministrare la dose di insulina. Questo può causare un livello alto di zucchero nel sangue (iperglicemia).

Non usi la penna se l'insulina non compare dopo aver testato ripetutamente il flusso. Contatti il fornitore e ne chieda una nuova



10 Selezione della dose



- Se non è già fuori, tiri verso l'esterno il pulsante di iniezione.
- Prima di iniziare, verifichi che il contatore della dose mostri "0".
 Lo "0" deve allinearsi con l'indicatore della dose.



• Ruoti il pulsante della dose per selezionare la dose necessaria. Può ruotare il pulsante di iniezione in avanti o indietro.

Il pulsante della dose cambia il numero di unità. Solo il contatore della dose e l'indicatore della dose mostrano quante unità sono state selezionate per ogni dose.

Può selezionare fino a 60 unità per dose.



Guardi sempre attraverso la finestra dell'insulina per verificare che l'insulina nella penna sia l'insulina corretta. Il foglio illustrativo della cartuccia Penfill[®] da 3 ml le indicherà come deve apparire l'insulina.

Usi sempre il contatore della dose e l'indicatore della dose per vedere quante unità ha selezionato.

Non usi la scala graduata dell'insulina sull'alloggiamento della cartuccia, che mostra solo approssimativamente quanta insulina è rimasta nella penna.

Non conti gli scatti della penna.

Se seleziona e inietta una dose sbagliata, il suo livello di zucchero nel sangue può aumentare o diminuire.



Il pulsante di iniezione deve ruotare facilmente. Non forzare per ruotarlo.

Quando la sua penna contiene meno di 60 unità, il contatore della dose si blocca sul numero di unità residue. Se ha bisogno di più insulina di quella residua nella cartuccia, *veda pagine 24-25.*






À

Controllare SEMPRE il flusso di insulina prima dell'iniezione.

- Controlli sempre il nome e il colore della cartuccia per assicurarsi che contenga il tipo di insulina di cui ha bisogno. Se somministra un tipo di insulina sbagliato, il suo livello di zucchero nel sangue può aumentare o diminuire.
- Inserisca l'ago nella cute secondo le istruzioni del medico o dell'infermiere.
- Si assicuri di vedere il contatore della dose.
- Prema il pulsante di iniezione fino a quando il contatore della dose non mostra lo "0". Lo "0" deve allinearsi con l'indicatore della dose. Può avvertire o sentire uno scatto.
- Dopo che il contatore della dose si è riposizionato sullo "0", tenga l'ago sotto la cute e conti lentamente fino a 6.

Se l'ago viene rimosso prima, può osservare una fuoriuscita di insulina dalla punta dell'ago. In questo caso la dose completa non sarà somministrata e deve aumentare la frequenza di controllo dei suoi livelli di glicemia.

Rimuova l'ago dalla cute.





Prema sempre il pulsante di iniezione per iniettare l'insulina. Non lo ruoti. Se ruota il pulsante di iniezione, non injetterà l'insulina

Guardi sempre il contatore della dose per sapere quante unità sta iniettando. Non conti gli scatti della penna. Il contatore della dose mostra il numero esatto di unità

Se il pulsante di iniezione si blocca prima che il contatore della dose si trovi sullo "0", l'ago può essere ostruito. Ruoti il contatore della dose verso lo "0" e sostituisca l'ago usato con uno nuovo. Controlli il flusso di insulina e inietti la dose completa.



Può vedere una goccia di insulina comparire sulla punta dell'ago dopo l'iniezione. Ciò è normale e non influisce sulla dose.



Rimuova l'ago nel modo corretto svitandolo in un contenitore per oggetti taglienti.



• Se non possiede questo contenitore, segua il metodo manuale di reincappucciamento. Inserisca la punta dell'ago nel cappuccio esterno dell'ago appoggiato su una superficie piana, senza toccare l'ago.



- Non tocchi il cappuccio esterno dell'ago prima che questo non ricopra l'ago.
- Quando l'ago è coperto, prema completamente il cappuccio esterno facendo attenzione.



Non cerchi mai di rimettere il cappuccio interno dell'ago, per evitare di pungersi.

 Tenga l'alloggiamento nero della cartuccia e sviti l'ago. Lo getti con attenzione secondo le istruzioni del medico o dell'infermiere.



- Rimetta il cappuccio della penna dopo ogni uso per proteggere l'insulina dalla luce.
- Conservi la penna con attenzione. La penna deve essere tenuta fuori dalla vista e dalla portata di altri, in particolare dei bambini, vedere pagina 31 per come conservare la penna.



Tenga sempre l'alloggiamento nero della cartuccia quando svita l'ago. Altrimenti può svitare la penna scomponendola. Se ciò accade, avviti la penna nuovamente. Sostituisca l'ago e controlli il flusso di insulina prima dell'iniezione successiva assicurandosi di somministrare la dose completa.

Rimuova sempre l'ago usato e lo getti in sicurezza, per esempio in un contenitore per oggetti taglienti, secondo le istruzioni del medico o dell'infermiere. Ciò riduce il rischio di ostruzione degli aghi, contaminazioni, infezioni e dosaggi inaccurati. Non conservi la penna con l'ago inserito.





La penna ha una memoria della dose che mostra **la quantità** di insulina iniettata l'ultima volta e il **tempo trascorso** dall'ultima iniezione:

- Il numero in alto mostra il **numero di unità** iniettate l'ultima volta.
- Il timer in basso conta ore, minuti e secondi (hh:mm:ss) che sono trascorsi dall'ultima iniezione.

L'esempio a sinistra mostra 5 unità somministrate, 3 ore, 45 minuti e 10 secondi prima.

Come funziona?

La memoria della dose registra la dose quando il contatore torna a "0" ed il pulsante di iniezione viene premuto completamente dopo l'iniezione.

Noti che la memoria della dose aiuta a ricordare solo l'ultima iniezione o l'ultimo controllo del flusso di insulina. Ciò significa che testando il flusso di insulina prima di una nuova iniezione, si sovrascriveranno i dettagli dell'ultima iniezione.

Cosa memorizza?

La memoria della dose della penna salva anche la cronologia delle iniezioni degli ultimi tre mesi. È possibile visualizzare queste informazioni solo se trasferite, ad esempio, a uno smartphone, tablet, PC o un glucometro. Vedere le pagine 20-21 su come utilizzare le informazioni per conservare un registro di iniezione personale.

La memoria della dose **non** indica di quanta insulina ha bisogno per l'iniezione successiva. Se ha dubbi sulla quantità di insulina di cui ha bisogno per l'iniezione, controlli la sua glicemia. Altrimenti, può somministrare troppa o troppo poca insulina.



- Prima di iniziare, verifichi che l'indicatore della dose si trovi sullo "0". Lo "0" deve allinearsi con l'indicatore della dose.
- Tiri verso l'esterno il pulsante di iniezione.



 Prema il pulsante di iniezione.
 La memoria della dose mostrerà ora i dettagli dell'ultima dose. Dopo 15 secondi, si spegne.



Se sospetta che la memoria della dose mostri dettagli errati, ad esempio se la penna è stata gestita in modo diverso da quello previsto, controlli sempre il livello di zucchero nel sangue prima di selezionare la dose per la successiva iniezione.

Quando controlla l'ultima iniezione, **non ruoti il pulsante di iniezione.** Ruotandolo e premendolo sovrascrive i dettagli dell'ultima iniezione.

Se ruota accidentalmente il pulsante di iniezione, prima di premerlo, lo riporti allo "0" semplicemente ruotandolo. Facendo ciò **non** sovrascriverà i dettagli dell'ultima dose.

20 Come tenere un registro di iniezione personale

La memoria della dose nella penna supporta la comunicazione near field (NFC). Se si dispone di uno smartphone, tablet, PC, glucometro o un altro dispositivo che supporta NFC, è possibile trasferire la cronologia di iniezione dalla penna a questo dispositivo per conservare un registro di iniezione personale. Si assicuri che il dispositivo abbia un'applicazione compatibile o altro software in grado di leggere e visualizzare i dettagli dell'iniezione.

- Controlli se il dispositivo supporta NFC.
 - Consultare il manuale dell'utente del dispositivo per scoprire se il dispositivo supporta NFC e esattamente dove si trova lo spot NFC sul dispositivo.
- 2 Controlli se il suo dispositivo ha un'applicazione compatibile o altro software per leggere i dettagli dell'iniezione.

Se il suo dispositivo non ha un'applicazione compatibile o altro software, ne individui e scarichi uno o contatti il fornitore Novo Nordisk per informazioni.

- **3** Controlli la sua applicazione o altro software per vedere:
 - come preparare il dispositivo per il trasferimento delle informazioni.
 - come visualizzare i dettagli dell'iniezione.





4 Trasferisca la cronologia delle iniezioni sul dispositivo.

- Tenga la memoria della dose della penna direttamente contro lo spot NFC sul dispositivo.
- Attenda che i dettagli delle ultime iniezioni vengano trasferiti automaticamente sul dispositivo.



La penna ha un ID univoco che si trova sul pulsante di dosaggio, come mostrato.

Quando visualizza il registro di iniezione personale sul dispositivo, l'ID della penna è collegato ai dettagli delle iniezioni.

Se utilizza penne diverse per diversi tipi di insulina, controlli l'ID della penna. Le dirà da quale delle sue penne provengono i dettagli dell'iniezione.

Come controllare quanta insulina è rimasta



Il contatore della dose mostra esattamente la quantità di insulina rimasta nella cartuccia, se sono rimaste meno di 60 unità.

- Ruoti il pulsante di iniezione fino a quando si ferma.
- Controlli il contatore della dose:
 - se mostra "60": nella cartuccia sono rimaste 60 o più unità.
 - Se mostra meno di "60": il numero mostrato è il numero di unità rimaste nella cartuccia.
- Ruoti indietro il pulsante di iniezione fino a quando l'indicatore della dose non mostra "0".

 Usi la scala graduata dell'insulina per vedere approssimativamente quanta insulina è rimasta nella cartuccia.



Se le occorre una quantità di insulina maggiore rispetto a quanta rimasta nella cartuccia, assuma la dose completa con una nuova cartuccia vedere pagina 24.



Se le occorre una quantità di insulina maggiore rispetto a quanta ne è rimasta nella cartuccia, assuma la dose completa con una nuova cartuccia.

- Rimuova l'ago. Sviti l'alloggiamento della cartuccia e getti la cartuccia usata.
- Inserisca una nuova cartuccia, vedere pagine 2-4.



• Avviti un nuovo ago e **controlli il flusso di insulina**, *vedere pagine 6-9*.



• Selezioni e inietti **la dose completa con la nuova cartuccia**, *vedere pagine 10-13*.



Può dividere la dose tra due cartucce solo se opportunamente istruito dal medico o dall'infermiere.

Se si distrae, fa un errore di calcolo della dose o dimentica di controllare il flusso di insulina, può somministrare una dose minore o maggiore che può determinare livelli di glicemia molto alti o molto bassi

Se si sente male dopo aver diviso la dose, controlli il suo livello di glicemia e/o contatti il medico o l'infermiere

Se divide la dose.

- 1 Controlli il flusso di insulina.
- 2 Determini la quantità esatta di insulina residua e prenda nota. Ruoti il pulsante di iniezione fino a quando si blocca. Il contatore della dose mostra il numero di unità rimaste nella cartuccia
- 3 Inietti la guantità di insulina presente nella cartuccia.
- 4 Calcoli guante unità sono necessarie per completare la sua dose.
- 5 Rimuova l'ago e la cartuccia usati.
- 6 Inserisca e prepari una nuova cartuccia di insulina per l'iniezione.
- 7 Avviti un nuovo ago e controlli il flusso di insulina.
- 8 Selezioni e inietti con la nuova cartuccia la parte rimanente della dose.
- Se suddivide la dose in due injezioni, la memoria della dose registra solo le informazioni relative alla seconda injezione.



• Se l'ago è ancora attaccato, **lo sviti e lo getti,** vedere pagine 14-15.



• Sviti l'alloggiamento della cartuccia.

Quando svita l'alloggiamento della cartuccia, il pistone esce fuori dalla penna. Può spostarsi dalla propria posizione. Lo prema all'indietro come mostrato a pagina 2.

- Inclini l'alloggiamento nero della cartuccia e faccia scivolare fuori la cartuccia. La getti come da istruzioni del medico o dell'infermiere.
- Prema il pistone verso l'interno, quindi inserisca una nuova cartuccia e ruoti nuovamente il supporto della cartuccia. Avviti un nuovo ago e controlli il flusso di insulina, vedere pagine 6-9.





La memoria della dose non è attivata o la batteria è scarica

La memoria della dose non è stata attivata o la batteria è scarica

Che cosa fare?

Per mostrare i dettagli dell'ultima dose somministrata, tirare il pulsante di iniezione verso l'esterno e premerlo verso l'interno nuovamente. Se il display rimane vuoto, la batteria è scarica. Contatti il fornitore per ricevere una nuova penna. Può ancora utilizzare la penna per la somministrazione dell'insulina fino a quando non ne riceve una nuova. *Vedere pagina 32* per le informazioni sulla garanzia.

La memoria della dose verrà attivata quando si utilizza NovoPen® 6 per la prima volta.



Ultima iniezione non registrata

La memoria della dose non ha registrato l'ultima iniezione.

Che cosa fare?

Normalmente, la memoria della dose inizia a registrare nuovamente dopo la successiva iniezione.

Se ciò non avviene, contatti il fornitore per ricevere una nuova penna. Può ancora utilizzare la penna per la somministrazione dell'insulina, ma senza utilizzare la memoria della dose.

In caso di dubbi sulla quantità di insulina iniettata, controlli il livello di zucchero nel sangue.



La batteria si sta esaurendo

La batteria si sta esaurendo e la memoria della dose sta terminando la sua funzione.

Che cosa fare?

La penna dura dai quattro ai cinque anni. Quando la batteria si sta per esaurire, la memoria della dose mostra la parola "End" per un certo periodo, trascorso il quale la memoria si cancellerà e il display smetterà di funzionare.

Contatti il fornitore per ricevere una nuova penna. Può ancora utilizzare la penna per la somministrazione dell'insulina fino a quando non ne riceve una nuova. *Vedere pagina 32* per le informazioni sulla garanzia.

Manutenzione

- Usi la NovoPen® 6 solo come descritto in questo manuale.
- Non faccia cadere la penna e non la faccia urtare contro superfici dure. Se cade o se sospetta un problema, controlli se la cartuccia è danneggiata, per esempio se presenta lesioni. Se necessario, sostituisca la cartuccia usata con una nuova.
- Tenga la penna lontana dalla luce diretta del sole, dall'acqua, dalla polvere e dallo sporco e non la esponga a temperatura estreme.
- Non cerchi di riparare o smontare la penna.
- La penna ha una batteria interna al litio. Per la sua sicurezza non può essere sostituita. Quando la batteria è scarica, contatti il fornitore per avere una nuova penna. Può ancora utilizzare la penna per la somministrazione dell'insulina, ma senza utilizzare la memoria della dose.
- (1) La batteria dura da quattro a cinque anni se usata per la prima volta prima della data stampata accanto a questo simbolo sulla confezione esterna.

Pulizia

- Pulisca la penna solo con un detergente neutro su un panno inumidito.
- Non lavi, immerga o lubrifichi la penna, e non utilizzi prodotti contenenti agenti decoloranti, come cloro, iodio o alcool per pulire la penna poiché possono danneggiarla.
- Se è presente insulina sull'esterno della penna, prima che si secchi la pulisca subito con un detergente neutro su un panno inumidito.



Conservazione

- Con una cartuccia di insulina inserita, consultare le istruzioni per la conservazione nel foglietto illustrativo della cartuccia Penfill[®] da 3 ml in dotazione con la stessa.
- Conservare la penna a temperatura ambiente, senza una cartuccia di insulina inserita.
- Non conservi la penna con l'ago inserito.
- Non congeli la penna, non la conservi in frigorifero né vicino ad elementi refrigeranti.
- Conservi le cartucce di insulina come descritto nel foglio illustrativo della cartuccia Penfill[®] da 3 ml, dove trova anche le informazioni sulla data di scadenza. La data di scadenza stampata sulle cartucce è valida per le cartucce intatte e conservate in frigorifero. Non usare la cartuccia dopo la data di scadenza riportata sulla cartuccia o sulla confezione.
- Tenga la penna nella sua confezione quando possibile.

Smaltimento

- Non getti la penna nei rifiuti domestici.
- Getti la penna come indicato dal medico, dall'infermiere, dal farmacista o dalle autorità locali. Consideri l'ambiente quando getta la penna. La penna contiene una batteria al litio, parti elettroniche e materiale riciclabile. Prima di gettarla, si assicuri anche di aver rimosso la cartuccia di insulina e l'ago.
- Il materiale di imballaggio può essere riciclato.



Smaltire le apparecchiature elettroniche separatamente.

Garanzia

NovoPen® 6 ha una garanzia di 3 anni che include anche la memoria della dose.

Se NovoPen® 6 è difettosa, Novo Nordisk la sostituirà. La restituisca al fornitore per un controllo entro 3 anni da quando l'ha ricevuta. Includa la ricevuta fornita con NovoPen® 6.

Per clienti nell'Unione Europea, se durante l'uso di NovoPen® 6 ha motivo di credere che si sia verificato un grave incidente, la preghiamo di segnalarlo a Novo Nordisk A/S e alle autorità locali.

Il produttore non può essere ritenuto responsabile di eventuali problemi della NovoPen® 6 se le istruzioni non sono state seguite.

Se riscontra che le informazioni fornite in questa guida per l'uso non sono corrette, contatti il fornitore per chiarire il problema.

Se ha bisogno del numero di lotto (LOT) della penna, tale numero è posto sul pulsante di iniezione come mostrato nella figura all'interno della copertina.

NovoPen®, Penfill®, NovoFine® e NovoTwist® sono marchi registrati di proprietà di Novo Nordisk A/S, Danimarca.

N Mark è un marchio o marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Informazioni tecniche

Il marchio CE su un dispositivo medico indica che il prodotto è conforme con le disposizioni della direttiva CE per i dispositivi medici 93/42/CEE. Novo Nordisk A/S dichiara che il dispositivo radio NovoPen® 6 è conforme alla Direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://bit.ly/NovoPen6 NovoPen® 6 soddisfa i limiti specifici per l'accuratezza del dosaggio (requisito essenziale) in accordo con ISO 11608-1. Penne per iniezione per uso medico, Parte 1: Requisiti e metodi di prova.

Stoccaggio e condizioni operative

- Senza la cartuccia di insulina inserita:
 Temperatura: da 5°C a 40°C
 Umidità: da 15% RH a 93% RH
 Pressione: da 700 hPa a 1060 hPa.
- Con la cartuccia di insulina inserita:
 Vedere le istruzioni della cartuccia Penfill[®]
 da 3 ml che si trova nella relativa confezione.

Modalità di funzionamento

Operazione continua.

Protezione contro la penetrazione di corpi estranei

NovoPen® 6 è marcata IP50, dove:

- 5 indica il grado di protezione contro quantità nocive di polvere.
- 0 indica che il dispositivo non è protetto dall'ingresso di liquidi



Protezione contro le scosse elettriche

Tipo: apparecchiatura ME alimentata internamente Grado: parte applicata di tipo BF.

Compatibilità elettromagnetica

Sebbene sia progettata per offrire protezione contro interferenze dannose in un ambiente domestico, NovoPen® 6 genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza (RF). L'interferenza può quindi verificarsi in determinate condizioni.

L'iniezione non è controllata dall'elettronica e pertanto la precisione della dose non sarà influenzata dai disturbi elettromagnetici.

Data di emissione: 2019/05

© 2019 novonordisk.com

Prodotto da: Novo Nordisk (Cina) Pharmaceuticals Co. Ltd. 99 Nanhai Road, TEDA 300457 Tientsin, R.P. Cinese

Per Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsværd, Danimarca

